



OPTIMIZER[®] Smart System

* * *

Għat-Trattament ta'

Insuffiċjenza tal-Qalb minn Moderata għal Severa

Il-Manwal tal-Pazjent



Impulse Dynamics (USA), Inc.

**50 Lake Center Executive Parkway
Suite 100, 401 Route 73 N, Bldg. 50
Marlton, NJ 08053**



**Impulse Dynamics Germany GmbH
MAC Main Airport Center
Untershweinstiege 2-14
60549 Frankfurt am Main, Germany**

OPTIMIZER® hija trademark li tappartjeni lil Impulse Dynamics, irreġistrata fl-Istati Uniti.

OMNI™ hija trademark li tappartjeni lil Impulse Dynamics.

CCM™ hija trademark ta' Impulse Dynamics

L-informazzjoni f'dan id-dokument tista' tinbidel mingħajr avviż minn qabel.

L-ebda parti minn dan il-manwal ma tista' jiġi riprodotta jew trasmessa bi kwalunkwe mod jew mezz, elettroniku jew mekkaniku, għal kwalunkwe skop mingħajr il-kunsens espliċitu minn qabel bil-miktub minn Impulse Dynamics.

L-OPTIMIZER® Smart system u t-teknoloġija CCM™ huma protetti minn diversi Privattivi tal-Istati Uniti. Għal lista aġġornata ta' privattivi u applikazzjonijiet għal privattivi rilevanti, żur il-paġna tal-privattivi tagħna: <http://www.impulsedynamics.com/us/patents>.



0344

[2016]

© Impulse Dynamics (USA)

WERREJ

1.	INTRODUZZJONI	1
2.	L-OPTIMIZER SMART SYSTEM.....	2
2.1	OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator	2
2.2	OPTIMIZER Mini Charger	5
3.	KUMPLIKAZZJONIJIET POTENZJALI	6
3.1	Assoċjati mal-Impjantazzjoni	6
3.2	Assoċjati mat-Thaddim tal-Apparat/Charger.....	8
4.	IMPJANTAZZJONI TAL-OPTIMIZER SMART IPG.....	8
5.	WARA L-IMPJANTAZZJONI	10
6.	II-HAJJA BL-OPTIMIZER SMART IPG.....	11
6.1	Aspettattivi Ġenerali.....	11
6.2	Effett fuq l-Attivitajiet Tiegħek	11
6.3	Mediċini.....	11
6.4	Kif Apparati Ohrajn Jistgħu Jaffettwaw l-OPTIMIZER Smart IPG Tiegħek	12
6.5	L-importanza tal-Karta tal-Identità tal-Pazjent	14
7.	OPTIMIZER MINI CHARGER	14
7.1	Komponenti tal-OPTIMIZER Mini Charger System.....	15
7.2	Metodu ta' Ċċarġjar Użat mill-OPTIMIZER Mini Charger	16
7.3	Karatteristiċi tal-OPTIMIZER Mini Charger	17
7.4	Kif Thaddem l-OPTIMIZER Mini Charger Tiegħek.....	19
7.5	Frekwenza tas-Sessjonijiet tal-Iċċarġjar	22
7.6	Kodiċijiet Numeriċi	23
7.7	Tindif tal-OPTIMIZER Mini Charger	24
7.8	Manutenzjoni tal-OPTIMIZER Mini Charger	25

7.9	Il-Ħażna u l-Immaniġġjar tal-OPTIMIZER Mini Charger	25
7.10	Rimi tal-OPTIMIZER Mini Charger	26
8.	SOSTITUZZJONI TAL-OPTIMIZER SMART IPG.....	26
9.	MISTOQSIJET LI JSIRU SIKWIT	27
	INFORMAZZJONI IMPORTANTI.....	29
	NOTI	31

1. INTRODUZZJONI

It-tabib tiegħek iddetermina li għandek forma ta' insuffiċjenza tal-qalb. Biex jitnaqqsu s-sintomi tiegħek assoċjati ma' din il-kundizzjoni, it-tabib tiegħek irrakkomanda l-impjantazzjoni tal-OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator (IPG). L-iskop ta' dan il-manwal huwa li jgħinek tifhem l-elementi u kif taħdem l-OPTIMIZER Smart System

L-insuffiċjenza tal-qalb hija kundizzjoni klinika li kull sena taffettwa madwar 10 miljun persuna madwar id-dinja kollha. Studju riċenti fl-Istati Uniti sab li l-incidenta ta' insuffiċjenza tal-qalb fl-irġiel kienet ta' 378 f'kull 100,000, filwaqt li fin-nisa kienet ta' 289 f'kull 100,000¹.

L-insuffiċjenza tal-qalb huwa t-terminu li t-tobba jużaw biex jiddeskrivu s-sinjali u s-sintomi assoċjati mal-inkapaċità tal-muskolu tal-qalb li jippompja biżżejjed demm biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-ġisem mingħajr żieda perikoluża fil-pressjoni tad-demm (dijastolika). Sintomi ta' insuffiċjenza tal-qalb jistgħu l-ewwel jidhru bħala għeja, tolleranza baxxa għall-eżerċizzju, jew konfużjoni mentali jew bħala kombinazzjoni ta' dawn is-sintomi b'diffikultà biex wiehed jiehu n-nifs, akkumulazzjoni ta' fluwidu fil-pulmun, fil-fwied u x'imkien ieħor fil-qafas vaskulari tal-ġisem, li l-ewwel sinjal komuni tiegħu hu n-nefha (edema) tar-riglejn u/jew tad-dirgħajn.

Attwalment hemm numru ta' mediċini b'azzjonijiet differenti disponibbli għat-trattament tal-insuffiċjenza tal-qalb. Minkejja din il-lista dejjem tikber ta' mediċini, ċerti pazjenti ma jibbenefikawx b'mod adegwat minn dan l-approċċ waħdu.

L-OPTIMIZER Smart IPG ma jstimulax l-muskolu tal-qalb biex johloq kontrazzjoni bħal pacemaker tal-qalb. Minflok, huwa

¹ Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based Population, Véronique L. Roger MD, et al; *JAMA*. 21 ta' Lulju, 2004; 292:344-350.

ddisinjat biex iwassal sinjali speċjalizzati ta' "modulazzjoni tal-kontrazzjoni tal-qalb" fil-ħajt bejn iż-żewġ kompartimenti ewlenin tal-ippumpjar (ventrikli tal-lemin u tax-xellug) meta l-qalb tippompja d-dem. L-effett primarju ta' din it-terapija jseħħ fil-livell taċ-ċelluli fil-muskolu tal-qalb, naturalment, itejjeb l-effiċjenza u l-qawwa tal-kontrazzjoni tal-qalb; jiġifieri jiġi ppumpjat aktar demm mill-qalb għal kull taħbita tal-qalb.

2. L-OPTIMIZER SMART SYSTEM

L-OPTIMIZER Smart System hija maħsuba għat-trattament ta' insuffiċjenza tal-qalb minn moderata sa severa. Tinkludi dawn l-elementi li ġejjin:

- OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator Programmabbli
- OPTIMIZER Mini Charger

2.1 OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator

L-OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator huwa apparat li għandu provvista tal-enerġija interna, huwa programmabbli u telemetriku. Normalment jiġi impjantat taħt il-gilda fin-naħa ta' fuq tas-sider lejn ix-xellug jew il-lemin. Mal-OPTIMIZER Smart Pulse Generator hemm żewġ (jew hemm l-għażla li jkun hemm tlieta) sondi impjantabbli li t-tabib tiegħek se jdaħħal minn go vina kbira għal go qalbek waqt il-proċess tal-impjantazzjoni. Dawn is-sondi fihom l-elettrodi li jippermettu lill-OPTIMIZER Smart IPG jimmonitorja l-attività elettrika f'qalbek u jwassal sinjali speċjalizzati ta' modulazzjoni tal-kontrazzjoni tal-qalb lill-qalb f'ħin speċifiku matul it-taħbit tal-qalb.

Kif imsemmi, l-OPTIMIZER Smart IPG huwa apparat telemetriku. Dan ifisser li l-apparat huwa ddisinjat bl-abbiltà li jikkomunika mill-gilda b'apparat estern bħal kompjuter

imsejjaħ OMNI II Programmer. Il-programmer huwa esklussivament użat mit-tabib tiegħek jew mill-istaff mediku tiegħu biex jiġu ppersonalizzati s-settings tal-OPTIMIZER Smart IPG għat-taħbit tal-qalb speċifiku tiegħek. Jippermetti wkoll lit-tabib jikseb informazzjoni importanti mill-apparat dwar kemm qed jaħdmu tajjeb is-settings ipprogrammati għat-trattament tal-kundizzjoni tiegħek.

L-OPTIMIZER Smart IPG għandu batterija li tista' tiġi ċċarġjata li testendi kemm idum jaħdem l-apparat. Kultant żmien, ikun hemm bżonn li l-apparat tiegħek jerga' jiġi ċċarġjat. It-tabib tiegħek se jgħidlek kull kemm irid jiġi ċċarġjat. Sabiex dan il-proċess ikun konvenjenti kemm jista' jkun possibbli għalik, se tiġi pprovvdut b'OPTIMIZER Mini Charger. It-tabib tiegħek se jagħtik l-istruzzjonijiet dwar l-użu xieraq tiegħu.

Il-ħajja mistennija tal-OPTIMIZER Smart IPG hija llimitata mill-ħajja ta' servizz mistennija tal-batterija li tista' tiġi ċċarġjata tiegħu. Il-batterija li tista' tiġi ċċarġjata li tkun ġewwa l-OPTIMIZER Smart IPG għandha tipprovdi mill-inqas 15-il sena ta' servizz. Maż-żmien, u b'ičċarġjar ripetut, il-batterija fl-OPTIMIZER Smart IPG tinfexxi l-abbiltà tagħha li tiċċarġja għalkollox.



Figura 1: OPTIMIZER Smart IPG

2.2 OPTIMIZER Mini Charger

L-OPTIMIZER Mini Charger jaħdem permezz ta' batterija li tista' tiġi ċċarġjata wkoll. Iċ-charging wand hija mwahħla b'mod permanenti mal-apparat b'kejbil li hu twil biżżejjed biex iħallik tissettja ċ-charger għal distanza sa 0.5 m (~20 pulzier) 'il bogħod minnek. Il-proċess tal-iċċarġjar jaħdem b'mod awtomatiku mingħajr ma jeħtieġ intervent sinifikanti mill-utent. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 7 ta' dan il-manwal għal dettalji dwar it-thaddim xieraq taċ-charger.



Figura 2: OPTIMIZER Mini Charger

3. KUMPLIKAZZJONIJIET POTENZJALI

3.1 Assoċjati mal-Impjantazzjoni

Bħal kull proċedura kirurġika, l-impjantazzjoni tal-OPTIMIZER Smart Pulse Generator tinvolvi xi grad ta' riskju. Din it-taqsimha hija maħsuba biex tipprovdulek spjegazzjoni tad-diversi kumplikazzjonijiet potenzjali li huma assoċjati mal-impjantazzjoni ta' apparat. L-ebda waħda minn dawn il-kumplikazzjonijiet mhi unika għall-OPTIMIZER Smart IPG, iżda jistgħu jidhru wkoll waqt l-impjantazzjoni ta' sistemi simili (bħal pacemakers tal-qalb).

Kumplikazzjonijiet assoċjati mal-impjantazzjoni ta' apparat mediku rrapportati fil-letteratura medika jinkludu, iżda mhumiex limitati għal:

- Ritmi irregolari u/jew perikolużi tal-qalb ikkawżati mill-ġeneratur tal-impulsi.
- Infezzjoni – Din tista' tirrikkjedi korrezzjoni kirurġika.
- Il-ġilda fuq l-apparat tista' ma żżommx (titmermer) u tesponi parti mill-apparat. Dan jirrikkjedi korrezzjoni kirurġika.
- L-apparat jista' jiċċaqlaq mill-post originali tiegħu taħt il-ġilda (migrazzjoni) u b'hekk ikun meħtieġ li t-tabib tiegħek jagħmel operazzjoni oħra biex ipoġġih f' postu.
- Tista' tinfarag taħt il-ġilda fiż-żona ta' madwar il-ferita/i jew fil- "borża" li tkun inħalqet taħt il-ġilda biex iżżomm il-ġeneratur tal-impulsi (ematoma). Dan jista' jeħtieġ korrezzjoni kirurġika.

- Jista' jakkumula l-fluvidu fil-"borża" li tkun inħalqet taħt il-ġilda biex iżzomm il-ġeneratur tal-impulsi, u dan ikun jeħtieġ li jiġi ttrattat.
- Tista' tkun sensitiv għal wieħed jew aktar mill-materjali użati fl-OPTIMIZER Smart IPG li huma esposti għat-tessuti tal-ġisem (reazzjoni istotossika). Għalkemm rari, dan jista' jirrikjedi t-tneħħija tal-apparat.
- Puplesija.
- Kollass tal-pulmun.
- Il-mewt.

Kumplikazzjonijiet assoċjati mal-impjantazzjoni tas-sondi li kienu irrappurtati fil-letteratura medika jinkludu:

- Sonda impjantata tista' tgħaddi mill-ħajt tal-qalb. F'okkazzjonijiet rari dan wassal għal kundizzjoni perikoluża li kienet teħtieġ korrezzjoni kirurġika.
- Jekk għandek ħajt tal-qalb irqiq ħafna, jista' jaqbddek is-sulluzzu kull darba li l-apparat jagħti sinjal ta' CCM™ minħabba stimulazzjoni tan-nerv freniku jew tad-dijaframma nnifisha. Dan jista' jeħtieġ korrezzjoni kirurġika.
- Għalkemm mhux probabbli li sseħħ (<1%), tista' tirriżulta trombożi venguża (formazzjoni ta' embolu) mit-tqegħid tas-sonda fis-sistema venguża. Dan jista' jeħtieġ korrezzjoni kirurġika.

L-OPTIMIZER Smart IPG jagħmel użu mis-sondi tiegħu biex jidentifika l-attività elettrika ta' qalbek. Jistgħu jseħħu problemi li jistgħu jaffettwaw l-abbiltà tas-sonda li twettaq din il-funzjoni. Dawn jinkludu:

- Sonda tista' tiċċaqlaq minn fejn tkun ġie imqiegħda waqt l-impjantazzjoni, u jkun meħtieġ li ssir operazzjoni oħra.
- Sonda tista' tinqasam jew tinkiser li jirriżulta f'konnessjoni elettrika batuta, u jkun meħtieġ li ssir operazzjoni oħra.

Il-problemi tas-sondi deskritti hawn fuq jistgħu jseħħu fi kwalunkwe hin waqt il-ħajja tal-impjant ta' sonda. Tipikament, tkun meħtieġa korrezzjoni permezz ta' operazzjoni.

3.2 Assoċjati mat-Thaddim tal-Apparat/Charger

- OPTIMIZER Smart IPG jista' ma jhossx u ma jfornix sinjali ta' CCM™ kif suppost minħabba problema każwali tas-software jew tal-hardware, u jkun jeħtieġ li jiġi ssostitwit.
- OPTIMIZER Smart IPG jista' jidentifika interferenza ambjentali u jibgħat sinjali ta' CCM™ b'mod inkorrett. Ara Taqsima 6.4.
- OPTIMIZER Mini Charger jista' ma jiffunzjonax kif maħsub minħabba problema każwali ta' software jew hardware u ma jiċċarġjax l-IPG bil-mod kif maħsub. F'dan il-każ, iċ-Charger ikun jeħtieġ li jiġi ssostitwit.

4. IMPJANTAZZJONI TAL-OPTIMIZER SMART IPG

L-impjantazzjoni ta' OPTIMIZER Smart Pulse Generator u tas-sondi teħtieġ li ssir bi proċedura kirurġika, li matulha inti tkun imqajjem u mogħti fit sedattiv. Jintuża anestetiku lokali biex imewwet is-sensazzjoni fis-sit tal-impjantazzjoni, li normalment

ikun fin-naħa ta' fuq tas-sider lejn ix-xellug jew il-lemin, eżatt taħt il-ġilda.

L-OPTIMIZER Smart IPG jagħmel užu minn żewġ (jew hemm l-għażla li jkun hemm tlieta) sonni impjantabbli li se jitpoġġew f'postijiet speċifiċi fil-qalb. Kull sonda għandha elettrodu fit-tarf tagħha. It-tabib se jdaħħal kull sonda minn ġo vina kbira għal ġewwa l-qalb. Għall-pożizzjonament xieraq, tintuża il-fluworoskopija. Ladarba l-elettrodi jkunu mqegħdin tajjeb f'posthom, tipikament issir inċiżjoni fil-ġilda, u tinħoloq "borża" fejn jinżamm l-OPTIMIZER Smart Pulse Generator.

It-tabib tiegħek imbagħad iqabbad is-sonni impjantati mal-OPTIMIZER Smart IPG, jivverifika li qed jiffunzjona kif suppost, u mbagħad idaħħlu fil-borża. Il-borża mbagħad tinħiet bis-suturi u l-ferita tiġi nfaxxata. Jittieħdu x-rays ta' sidrek biex jiġi ddokumentat il-post tal-elettrodi fil-qalb u l-orjentazzjoni tal-ġeneratur tal-impulsi impjantat.

Fil-mument li tkun se tiġi rilaxxat, tircievi istruzzjonijiet mit-tabib tiegħek li jkunu jinkludu:

- Il-limitazzjonijiet, jekk hemm, fir-rigward tal-attività fiżika tiegħek, sakemm tfiq l-inċiżjoni.
- Istruzzjonijiet dwar kif għandek tinħasel, u toqgħod attent biex tevita li xxarab il-feriti hekk kif dawn iridu jibqgħu xotti.
- Skeda ta' meta jkun irid jarak it-tabib għall-viżti ta' segwitu rakkomandati mit-tabib.

L-ewwel appuntament ta' segwitu mat-tabib tiegħek se jiġi skedat għal madwar ġimagħtejn wara l-impjant. It-tabib tiegħek se jeżamina l-inċiżjonijiet tiegħek, ineħħi kwalunkwe ponti jew ponti tat-tip butterfly u jibda l-proċess ta' programmazzjoni tal-OPTIMIZER Smart Pulse Generator tiegħek għall-bżonnijiet speċifiċi tiegħek. F'dan il-mument, se tingħata anke l-OPTIMIZER Mini Charger u tircievi tharriġ għat-thaddim xieraq tiegħu. Aċċerta

ruĥek li tifhem dawn l-istruzzjonijiet. Tibżax tistaqsi kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollok.

5. WARA L-IMPJANTAZZJONI

Huwa importanti li tinvolvi ruĥek b'mod attiv fl-irkupru tiegħek stess billi ssegwi l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek bir-reqqa, inkluż:

- Irrapporta kwalunkwe ħmura, nefħa, jew ħrug ta' likwidu mill-inciżjonijiet tiegħek lit-tabib.
- Evita li terfa' oġġetti tqal sakemm tingħata istruzzjonijiet mit-tabib tiegħek.
- Imxi, aġmel l-eżerċizzju, u nħasel skont l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek.
- Żgura li tikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tiżviluppa deni li jippersisti għal aktar minn jumejn jew tlett ijiem.
- Staqsi lit-tabib tiegħek kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollok dwar l-apparat, ir-ritmu tal-qalb jew il-mediċini tiegħek. Żgura li tieħu l-mediċini kollha skont l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek.
- Tilbisx ħwejjeg issikkati li jistgħu jirritaw il-ġilda fuq l-apparat.
- Evita li tħokk l-apparat jew iż-żona tal-madwar ta' sidrek.
- Jekk it-tabib jagħtik il-parir biex tagħmel dan, illimita movimenti bid-driegħ li jistgħu jaffettwaw is-sistema tas-sonda.
- Evita kuntatt goff li jista' jirriżulta f'daqqiet fuq is-sit tal-impjant. Jekk taqa' jew tkun f'accident li jirriżulta f'daqqa fis-sit tal-impjant, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.
- Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tinnota xi ħaġa mhux mistennija jew mhux tas-soltu bħal sintomi ġodda.

- Informa lit-tabib tieghek jekk tippjana vjaġġi ta' distanzi twal jew jekk qed tippjana li tmur tgħix f'xi belt jew post ieħor. Staqsi lit-tabib tieghek biex jirreferik għal xi ħadd f'dik iż-żona.
- It-tabib tieghek jista' jillimitalek is-sewqan, għall-inqas fil-bidu, biex jiġi evitat l-istrapazz bla bżonn fuq il-feriti tieghek.

6. II-ĦAJJA BL-OPTIMIZER SMART IPG

6.1 Aspettattivi Ġenerali

Se tkun tista' tħoss l-OPTIMIZER Smart Pulse Generator taħt il-ġilda. Moviment normali tal-ġisem ma jikkawża l-ebda ħsara lill-apparat jew lis-sondi mwahħla. Minkejja dan, huwa importanti li ma tippruvax iċċaqlaq jew iddawwar il-generator tal-impulsi. Dan gie impjantat fil-ġilda f'orjentazzjoni speċifika għall-ġilda li tiżgura komunikazzjoni xierqa mal-OMNI II Programmer u mal-OPTIMIZER Mini Charger tieghek.

6.2 Effett fuq l-Attivitajiet Tieghek

Ladarba l-feriti mill-kirurgija jkunu fiequ, stenna li tkun tista' tkompli l-attivitajiet normali tieghek, inkluż l-intimità sesswali. L-OPTIMIZER Smart Pulse Generator impjantat ma jiġix affettwat bil-mixi, jekk titbaxxa, jew b'attività-normali oħra ta' kuljum.

6.3 Mediċini

Mediċini b'ricetta, meħuda skont l-istruzzjonijiet, m'għandhom l-ebda effett fuq it-tħaddim tajjeb tal-OPTIMIZER Smart IPG tieghek.

B'mod ġenerali, l-impjantazzjoni tal-OPTIMIZER Smart Pulse Generator tieghek m'għandhiex tirrikjedi li inti tiddel l-użu ta' kwalunkwe mediċina.

6.4 Kif Apparati Ohrajn Jistghu Jaffettwaw l-OPTIMIZER Smart IPG Tieghek

B'mod ġenerali, apparat domestiku f'kundizzjoni tajba u apparati ta' komunikazzjoni personali miżmuma f'distanza ta' 25 cm jew aktar mill-IPG mhu se jkollhom l-ebda effett fuq l-OPTIMIZER Smart IPG tieghek. Minkejja dan, għandek tkun kawt meta tkun viċin ta' apparati li jiġġeneraw kampijiet elettrici jew manjetiċi. Perezempju, tista' ssehh interferenza minn xi magni tal-lehja elettrici, għodod li jaħdmu bl-elettriku, u sistemi elettrici ta' tqabbid tan-nar, inklużi dawk użati fuq tagħmir li jaħdem bil-gažolina. B'mod ġenerali, tagħmir li jaħdem bil-gažolina jista' jithaddem, bil-patt li ma jitnehhewx kapep, għata u mezzi oħra ta' protezzjoni.

Evita li tixxabat fuq kompartment miftuh ta' magna ta' karozzi, minhabba li l-alternatur jiġġenera kamp elettromanjetiku qawwi ħafna.

Kwalunkwe intereferenza li tiġi identifikata mill-OPTIMIZER Smart IPG tista' tikkawża detezzjoni falza tat-taħbit ta' qalbek u s-sinjal ta' CCM™ ma jiġix fornut fil-ħin intenzjonat.

Għandek tevita li tersaq viċin ħafna ta' tagħmir jew apparat li jkun fih kalamiti qawwija ħafna (eż. speakers tal-isterejo). L-OPTIMIZER Smart IPG fih swiċċ manjetiku li, meta jiġi attivat billi titqiegħed kalamita qawwija qrib l-apparat għal 3 – 5 sekondi, jitfi l-apparat tieghek. Jekk dan iseħħ bi żball, it-tabib tieghek irid juża l-OMNI II Programmer biex jerga' jixgħel l-OPTIMIZER Smart IPG tieghek. Minhabba li l-OPTIMIZER Smart IPG mhuwiex apparat li jsostni l-ħajja, aktarx li avveniment bħal dan ma jpoġġikx f'riskju.

Dejjem fittex parir mediku qabel ma tidhol f'żona bi twissija għal pazjenti b'pacemaker (jew apparat mediku ieħor li jista' jiġi impjantat) jew fejn hemm makkinarju industrijali jew

trasmettitori tar-radju, inkluzi radji mhux professjonali u radji mobbli.

Dejjem informa lit-tabib li jkun qed jinivistak li għandek OPTIMIZER Smart Pulse Generator impjantat qabel:

- Ma ssirlek operazzjoni fejn se jsir użu mill-elettrokawterija;
- Ma ssirlek proċedura li tinvolvi Ablazzjoni RF;
- Ma ssirlek dijatermija medika;
- Ma ssirlek kardjoverżjoni;
- Ma ssirlek radjazzjoni terapewtika, reżonanza manjetika nukleari (NMR - *nuclear magnetic resonance*), immaġni b'reżonanza manjetika (MRI - *magnetic resonance imaging*), ultrasound terapewtiku, jew litotripsija.

Attenzjoni:

- L-OPTIMIZER Smart IPG għandu jiġi ddiżattivat jew immonitorjat mill-qrib qabel u wara kwalunkwe trattament mediku fejn jiġi mghoddi kurrent elettriku mill-ġisem.
- L-OPTIMIZER Smart IPG m'għandux jiġi espost b'mod dirett għal ultrasound terapewtiku jew għal radjazzjoni terapewtika. Dan it-tip ta' esponiment jista' jagħmel il-ħsara lill-apparat u l-ħsara jista' jkun li ma tkunx tista' tiġi identifikata immedjatament.

Sistemi ta' skennjar kontra s-serq fil-ħwienet u ta' sistemi ta' skrining li jintużaw fl-ajruporti għas-sigurtà normalment ma jagħmlux ħsara lill-OPTIMIZER Smart IPG. Minkejja dan, iddumx ħafna fejn dan l-apparat. Qabel ma tghaddi mill-iskrining ta' sigurtà ta' ajruport, hu rakkomandat li turi l-karta tal-identità tal-OPTIMIZER Smart tiegħek lill-istaff tas-sigurtà biex ikunu jistgħu jaqraw id-dettalji.

6.5 L-importanza tal-Karta tal-Identità tal-Pazjent

Kull OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator huwa furnut b'Karta tal-identità tal-pazjent. It-tabib tiegħek se jagħtik din il-karta wara l-impjantazzjoni tal-apparat tiegħek. Barra minn hekk, l-informazzjoni li jipprovdi tippermetti li tiġi rreġistrat bħala reċipjent ta' apparat mmanifatturat mill-kumpanija Impulse Dynamics biex it-tabib tiegħek ikun jista' jiġi nnotifikat kif xieraq, u b'mod sħiħ, f'każ li toħroġ komunikazzjoni dwar il-prodott.

Huwa importanti ħafna li żżomm il-Karta tal-identità tal-pazjent flimkien mal-medicini tiegħek fuqek il-hin kollu. F'każ ta' emergenza medika, il-Karta tal-identità tal-pazjent ikun fiha informazzjoni importanti ħafna għat-tabib li jkun inkarigat u tgħin sabiex ikun jista' jhaffef il-proċess tal-kura medika ta' emergenza li tkun teħtieġ.

Barra minn hekk, huwa importanti li tinnotifika kull fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek li kellek impjantazzjoni ta' apparat ta' OPTIMIZER Smart. Għalhekk, id-darba li jmiss li żżur lit-tabib jew lid-dentist tiegħek, urihom il-Karta tal-identità tal-pazjent biex ikunu jistgħu jżommu kopja tagħha fir-rekords tagħhom.

7. OPTIMIZER MINI CHARGER

L-OPTIMIZER Mini Charger huwa charger li jaħdem b'batterija li tista' tiġi ċċarġjata u jintuża biex jiċċarġja l-batterija tal-OPTIMIZER Smart IPG. L-apparat huwa furnut mal-AC Adapter (Cell Con Battery Charger; Input: 110–240VAC, 50-60Hz, 0.3A; Output: 8.4V, 1.3A) biex tiġi ċċarġjata l-batterija interna.

Twissija: Jekk l-OPTIMIZER Smart IPG ma jiġix iċċarġjat regolarment, dan jintefa meta l-batterija titbattal!

Attenzjoni: L-OPTIMIZER Mini Charger huwa suġġett għal, u/jew jista' jikkawża, interferenza elettromanjetika potenzjali jew interferenza oħra minn apparati elettrici oħra li jkunu qed jithaddmu fil-vicinanza. Tagħmir RF portabbli u mobbli huwa partikolarment suxxettibbli li jfixkel il-funzjoni normali ta' charger.

7.1 Komponenti tal-OPTIMIZER Mini Charger System

L-OPTIMIZER Mini Charger System tikkonsisti fil-komponenti li ġejjin:

- OPTIMIZER Mini Charger (biċ-charging wand imwaħħla) – użat biex jiċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG.
- AC Adapter – użat biex jiċċarġja l-batterija interna tal-OPTIMIZER Mini Charger u jiżolaha mill-mains.
- Kontenitur għall-Ġarr – użat għat-trasport tal-OPTIMIZER Mini Charger system.
- Ċinturin tal-pazjent – (mhux obligatorju) użat biex iżżomm iċ-charger ma' qaddek waqt li jkun qed jiġi ċċarġjat l-OPTIMIZER Smart IPG.



Figura 3: OPTIMIZER Mini Charger bl-AC Adapter

7.2 Metodu ta' Ċċarġjar Użat mill-OPTIMIZER Mini Charger

It-trasferiment tal-enerġija bl-induzzjoni huwa l-unika metodu ta' ċċarġjar transkutanju prattikabbli. It-trasferiment tal-enerġija bl-induzzjoni huwa bbażat fuq kamp elettromanjetiku oxxillanti ġġenerat minn kolja primarja. Il-kampijiet manjetiċi jistgħu jippenetraw it-tessut tal-bniedem bi kważi l-ebda attenwazzjoni. Għalhekk, l-enerġija tal-kamp tista' tiġi assorbita minn koljatura sekondarja li tkun imqabnda maċ-ċirkwiti elettronici tal-impjant u tiġi kkonvertita lura f'enerġija elettrika.

7.3 Karatteristiċi tal-OPTIMIZER Mini Charger

L-OPTIMIZER Mini Charger tiegħek għandu diversi karatteristiċi li għandhom is-sinifikat li ġej:

- **Indikatur tal-Qawwa tas-Sinjal tal-Akkoppjar bejn l-IPG u ċ-Charger:** Displej bi grafika tal-bars li turi l-konnessjoni bejn iċ-charger u l-OPTIMIZER Smart IPG
- **Indikatur “Ċempel lil Tabib”:** Displej bl-LED maqsum f'7 partijiet għall-kodiċi numeriċi
- **Indikatur tal-Istatus tal-Batterija taċ-Charger:** Displej bi grafika tal-bars li turi l-istat ta' ċarġ tal-batterija tal-OPTIMIZER Mini Charger
- **Il-Buttuna Start (Ibda):** Il-buttuna Start (Ibda) għall-OPTIMIZER Mini Charger
- **Indikatur tal-Istatus tal-Batterija tal-IPG:** Displej bi grafika tal-bars li turi l-istat ta' ċarġ tal-batterija tal-OPTIMIZER SMART IPG




Figura 4: Karatteristiċi tal-OPTIMIZER Mini Charger

7.4 Kif Thaddem l-OPTIMIZER Mini Charger Tieghek

L-OPTIMIZER Mini Charger jintuża biex jiċċarġja l-batterija tal-OPTIMIZER Smart IPG. Hu ddisinjat speċifikament biex jikkontrolla l-proċess tal-iċċarġjar b'mod adegwat u b'intervent kemm jista' jkun mill-inqas u biex jassigura s-sigurtà tieghek.

Twissija: Tipprovax tikkonnettja xi tagħmir mal-port I/O tal-OPTIMIZER Mini Charger. Dan il-port għandu jintuża biss minn persunal tal-fabbrika jew tas-servisjar.

L-użu tal-OPTIMIZER Mini Charger biex jiċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG tieghek jikkonsisti f'2 passi:

- L-iċċarġjar tal-batterija interna tal-OPTIMIZER Mini Charger
- L-iċċarġjar tal-batterija tal-OPTIMIZER Smart IPG tieghek

Nota: L-iċċarġjar tal-batterija interna tal-OPTIMIZER Mini Charger u l-iċċarġjar tal-OPTIMIZER Smart IPG MA JISTGĦUX isiru fl-istess hin. L-EWWEL trid tiċċarġja l-batterija tal-OPTIMIZER Mini Charger tieghek IMBAGĦAD tista' tiċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG tieghek.

1. Ipplaggja l-konnettur tal-output DC tal-AC Adapter fil-konnettur tal-input tal-elettriku li jinsab fil-parti ta' fuq taċ-charger fuq ix-xellug u mbagħad ipplaggja l-AC Adapter fil-mains biex tibda tiċċarġja l-batterija interna taċ-charger.

Nota: Spezzjona l-AC Adapter għal xi ħsara qabel kull użu. Ikkuntattja lir-rappreżentant tieghek ta' Impulse Dynamics jekk hemm bżonn li jiġi ssostitwit l-AC Adapter.

Twissija: Uża biss l-AC Adapter ipprovdut mal-OPTIMIZER Mini Charger biex tiċċarġja l-batterija fl-OPTIMIZER Mini Charger.

Attenzjoni: Tmissx il-punti ta' kuntatt tad-DC tal-AC Adapter. Minkejja dan, m'hemm l-ebda riskju sinifikanti jekk isir kuntatt bi żball.

2. **L-Indikatur tal-Istatus tal-Batterija taċ-Charger** se juri l-istat ta' ċarġ attwali tal-batterija interna taċ-charger. Minhabba li dan il-proċess huwa wiehed li jsir kompletament b'mod awtomatiku, tista' pereżempju tiċċarġja l-batterija matul il-lejl.
3. Meta l-4 bars kollha tal-**Indikatur tal-Istatus tal-Batterija taċ-Charger** ikunu mixgħulin b'mod kostanti, il-batterija fl-OPTIMIZER Mini Charger tkun iċċarġjata kompletament.
4. Skonnettja l-AC Adapter minn mal-OPTIMIZER Mini Charger. L-OPTIMIZER Mini Charger issa jista' jintuża biex jiċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG.

Nota: L-OPTIMIZER Mini Charger ma jistax jintuża biex jiċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG sakemm jiġi skonnettjat l-AC Adapter miċ-charger.

5. Biex tiċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG, l-ewwel sib pożizzjoni fissa u komda, idealment fejn tista' timtedd f'angolu ta' 45° (sufan, pultruna). Iċ-ċinturin tal-aċċessorju jista' jintuża biex jinżamm iċ-charger f'pożizzjoni konvenjenti waqt l-iċċarġjar.
6. Ippożizzjona ċ-charging wand direttament fuq is-sit tal-impjant tal-OPTIMIZER Smart IPG tiegħek. Jekk trid, tista' ddawwar il-kejbil tal-wand ma' għonqok sabiex iċ-charging wand tistrieħ fuq sidrek, fuq il-ħwejjeġ tiegħek.

Nota: Iċ-charger m'għandux jintuża qrib ta' tagħmir elettroniku ieħor. Jekk ma tistax tinżamm biżżejjed

separazzjoni fl-ispazju, iċ-charger irid jiġi mmonitorjat biex jiġi żgurat il-funzjonament normali.

7. Ibda l-proċess tal-iċċarġjar billi tagħfas il-**Buttuna Start (Ibda)** u żżommha magħfusa għal madwar 3-4 sekondi.
8. Ċaqlaq iċ-charging wand fuq is-sit tal-impjant waqt li tosserva l-**Indikatur tal-Qawwa tas-Sinjal tal-Akkoppjar taċ-Charger tal-IPG**, li juri l-istatus tal-konnessjon bejn l-OPTIMIZER Smart IPG u iċ-charging wand. Ibdel il-pożizzjoni taċ-charging wand skont il-bżonn sakemm l-oġġla numru ta' bars ikunu mixgħulin fuq l-**Indikatur tal-Qawwa tas-Sinjal tal-Akkoppjar taċ-Charger tal-IPG**. Iċ-charger se jfittex għall-post bis-sinjal l-aktar qawwi mill-OPTIMIZER Smart IPG awtomatikament.
9. Ladarba iċ-charging wand tkun stabbiliet konnessjoni mal-OPTIMIZER Smart IPG, l-OPTIMIZER Mini Charger jibda l-proċess tal-iċċarġjar.

Nota: Jekk il-pożizzjoni tal-wand tal-iċċarġjar ma tkunx tajba jew jekk il-charging wand tiffel il-pożizzjoni tagħha, l-OPTIMIZER Mini Charger se juri inqas bars mixgħulin fuq l-**Indikatur tal-Qawwa tas-Sinjal tal-Akkoppjar taċ-Charger tal-IPG**. Barra minn dan, se tisma' sinjal tal-awdjo li jdoqq madwar darba kull sekonda. Jekk dan iseħħ, jekk jogħġbok ċaqlaq iċ-charging wand lura fil-pożizzjoni t-tajba.

Nota: Jekk il-pożizzjoni taċ-charging wand fil-konfront tal-OPTIMIZER Smart IPG tibqa' waħda batuta, il-proċess tal-iċċarġjar jiġi sospiż awtomatikament. Meta dan iseħħ, irid jinbada proċess tal-iċċarġjar ġdid billi terġa' tagħfas il-**Buttuna Start (Ibda)**.

10. L-**Indikatur tal-Istatus tal-Batterija tal-IPG** juri kif sejjer il-proċess tal-iċċarġjar tal-OPTIMIZER Smart IPG tiegħek.

Nota: Immira li tiċċarġja l-apparat tiegħek kompletament waqt is-sessjoni tal-iċċarġjar. L-iċċarġjar tal-batterija tal-OPTIMIZER Smart IPG jaf jieħu aktar minn siegħa jekk il-batterija tkun niżlet mhux hażin. Jekk l-apparat ma jistax jiġi ċċarġjat f'sessjoni waħda, irrepeti l-proċess tal-iċċarġjar. Jekk il-batterija tkun baxxa ħafna, diversi sessjonijiet ta' ċċarġjar kuljum jistgħu jkunu meħtieġa biex l-OPTIMIZER Smart IPG jiċċarġja kompletament.

11. Meta l-batterija tal-OPTIMIZER Smart IPG tkun kompletament iċċarġjata, jinstema' hoss twil u jixegħlu l-4 bars kollha tal-**Indikatur tal-Istatus tal-Batterija tal-IPG**. Il-proċess tal-iċċarġjar se jintemm awtomatikament u ċ-charger se jintefa.

Biex ittemm s-sessjoni tal-iċċarġjar qabel ma jkun iċċarġja kompletament, neħhi ċ-charging wand mis-sit tal-impjant. Iċ-charger imbagħad se jwaqqaf il-proċess tal-iċċarġjar awtomatikament. Inkella, iċ-charger jista' jintefa billi tagħfas il-**Buttuna Start (Ibda)** darba oħra.

Iċ-charger jimmonitorja t-temperatura tal-OPTIMIZER Smart IPG impjantat tiegħek biex it-temperatura tiegħu titla' biss minimament. Jekk tixtieq tkompli s-sessjoni tal-iċċarġjar wara li tkun waqqaftha temporanjament, jekk jogħġbok stenna għal madwar 10 minuti qabel ma tibda sessjoni ta' ċċarġjar ġdida biex tippermetti lit-temperatura tal-OPTIMIZER Smart IPG impjantat tiegħek imur lura għan-normal.

7.5 Frekwenza tas-Sessjonijiet tal-Iċċarġjar

L-aqwa prestazzjoni tal-batterija li tista' tiġi ċċarġjata tal-OPTIMIZER Smart IPG tista' tiġi aċċertata biss jekk il-batterija tiġi ċċarġjata kompletament ta' kull ġimġha. Il-ġurnata jew ħin li tagħzel li tiċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG tiegħek mhumiex importanti, iżda huwa

rakkomandat li ma thallix aktar minn ġimgħa tgħaddi bejn sessjoni tal-iċċarġjar u oħra.

Jekk il-livell taċ-charge tal-batterija tal-OPTIMIZER Smart IPG jinżel taħt ċertu limitu, il-forniment tat-terapija jiġi sospiż awtomatikament. Jekk iseħħ dan, il-batterija tal-OPTIMIZER Smart IPG tiegħek ikollha bżonn terġa' tiġi ċċarġjata qabel ma jkun jista' jkompli jagħti t-terapija. Ladarba titlesta s-sessjoni tal-iċċarġjar, l-OPTIMIZER Smart IPG awtomatikament ikompli jforni t-terapija bil-parametri li kellu pprogrammati preċedentement. Għandek dejjem tagħmel sessjoni ta' ċċarġjar kull meta ma tħossokx tajjeb biex tiżgura li t-tagħmir tiegħek qed jaħdem. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ma tkunx tista' tiċċarġja l-apparat tiegħek.

7.6 Kodiċijiet Numeriċi

L-OPTIMIZER Mini Charger huwa ddisinjat biex jipprovdi b'ċerti twissijiet rigward l-istatus tal-OPTIMIZER Smart IPG kif ukoll l-OPTIMIZER Mini Charger.

Jekk iċ-charger jidentifika sitwazzjoni li teħtieġ azzjoni, jiġi jidher kodiċi b'ċifra fuq l-**Indikatur “Ċempel lil Tabib”** tal-OPTIMIZER Mini Charger.

Jekk jiġi jidher kodiċi numeriku, hu nota tal-kodiċi numeriku li jkun qed jidher u mbagħad aghmel uzu mill-informazzjoni elenkata f'din it-taqsimha biex tiddetermina l-kors ta' azzjoni li għandek tiegħu.

- Għal kodiċi numeriċi “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, u “8”, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib biex tiskeda check-up tal-OPTIMIZER Smart IPG fil-pront.

Nota: Ftakar dejjem li għandek tagħmel sessjoni ta' ċċarġjar kull meta ma tħossokx tajjeb biex tiżgura li t-tagħmir tiegħek qed jaħdem.

- Meta jidher il-Kodiċi Numeriku nru 5, dan ifisser li ċ-charger identifika problema temporanja rigward it-temperatura tal-ġisem u waqqaf il-proċess tal-iċċarġjar. Jekk jogħġbok irrepeti l-proċess tal-iċċarġjar aktar tard. Jekk dan il-kodiċi numeriku jidher b'mod ripetut fuq iċ-charger fuq medda ta' ffit jiem, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek biex tiskeda check-up tal-OPTIMIZER Smart IPG fil-pront.
- Meta jidher il-Kodiċi Numeriku nru 6, dan ifisser li l-OPTIMIZER Mini Charger identifika problema interna u waqqaf il-proċess tal-iċċarġjar. Jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek biex tikseb charger sostitut.
- Meta jidher il-Kodiċi Numeriku nru 7, dan ifisser li l-OPTIMIZER Mini Charger identifika li l-apparat impjantat mhuwiex l-OPTIMIZER Smart IPG u waqqaf il-proċess tal-iċċarġjar. Jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek biex tikseb charger adegwat.

7.7 Tindif tal-OPTIMIZER Mini Charger

Twissija: Dejjem aqla' l-AC Adapter minn mal-OPTIMIZER Mini Charger qabel ma tibda l-proċess tat-tindif.

Il-parti esterjuri tal-OPTIMIZER Mini Charger għandha tintmesaħ biss b'ċarruta ratba **mxarrba** ffit bl-ilma (magħsura kompletament).

Attenzjoni: **TUŻAX** solvents jew biċċiet tat-tindif imxarrbin b'soluzzjonijiet kimiċi tat-tindif.

Twissija: **TIPPRUVAX** tnaddaf il-konnetturi elettrici tal-OPTIMIZER Mini Charger.

Twissija: Tgħaddas l-EBDA parti tal-OPTIMIZER Mini Charger fl-ilma. Dan jista' jikkawża ħsara lill-unità.

7.8 Manutenzjoni tal-OPTIMIZER Mini Charger

L-OPTIMIZER Mini Charger ma fih l-ebda parts li jista' jagħmel service tagħhom l-utent. Jekk l-OPTIMIZER Mini Charger mhuwiex jaħdem, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek biex tikseb charger sostitut.

Twissija: Mhija permessa l-ebda modifika ta' dan it-tagħmir.

Il-batterija ġewwa l-OPTIMIZER Mini Charger hija mistennija li ddum taħdem għal 5 snin. Jekk l-OPTIMIZER Mini Charger tiegħek ma jistax jiċċarġja għalkollok l-OPTIMIZER Smart IPG tiegħek wara li l-batterija taċ-charger tkun ġiet iċċarġjata għalkollox, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek biex tissostitwixxi ċ-charger.

7.9 Il-Ħażna u l-Immaniġġjar tal-OPTIMIZER Mini Charger

Ladarba tirċievi l-OPTIMIZER Mini Charger tiegħek, m'għandux jiġi espost għal kondizzjonijiet eċċessivi ta' sħana jew kessa. Ahżen l-OPTIMIZER Mini Charger f'post frisk u xott. Thallix l-apparat fil-karozza tiegħek jew f'postijiet fuq barra għal perjodu estiż ta' żmien. It-tagħmir elettroniku sensitiv tista' ssirlu ħsara minn temperaturi estremi, b'mod partikolari s-sħana gholja. Għal thaddim kif suppost, l-OPTIMIZER Mini Charger m'għandux jintuża jekk it-temperatura ambjentali tkun ta' aktar minn 27°C. Jekk ikun hemm bżonn, mur f'post frisk fejn it-temperatura ambjentali hija taht is-27°C qabel ma tibda s-sessjoni tal-iċċarġjar.

Barra minn hekk, l-OPTIMIZER Mini Charger tieghek għandu jinżamm f'kundizzjonijiet ambjentali normali: 1) umdità relattiva ta' bejn 20% u 75%, u 2) pressjoni atmosferika ta' bejn 700 hPa u 1060 hPa.

Twissija: L-OPTIMIZER Mini Charger m'għadux jintuża abbord ajruplan, u għandha ssir talba lill-ekwipagg qabel ma jintuża fuq vapur.

7.10 Rimi tal-OPTIMIZER Mini Charger

Jekk l-OPTIMIZER Mini Charger m'għadux meħtieġ, tista' tirritornah fl-uffiċċju tat-tabib tieghek.

Twissija: TARMIX l-OPTIMIZER Mini Charger fiż-żibel. L-OPTIMIZER Mini Charger fih batteriji tal-Litju kif ukoll komponenti li ma jikkonformawx mar-RoHS. Jekk tkun teħtieġ tarmi l-OPTIMIZER Mini Charger, armih b'mod xieraq skont ir-regolamenti lokali li jirregolaw ir-rimi ta' materjal bħal dan.

8. SOSTITUZZJONI TAL-OPTIMIZER SMART IPG

L-OPTIMIZER Smart Pulse Generator fih batterija li tista' tiġi ċċarġjata u **mhux** mistenni li jkollu jinbidel l-apparat minhabba li l-batterija ma tibqax iżzomm ċarġ fil-perjodu tal-garanzija sakemm din tiġi ċċarġjata ta' kull ġimgħa. L-apparati impjantabbli li jużaw batteriji **li ma jistgħux jiġu ċċarġjati** dejjem iridu jiġu ssostitwiti meta l-kapaċità taċ-ċarġ tal-batterija li tista' tintuża tiġi eżawrita. Minkejja dan, xorta jkun hemm raġunijiet oħra validi għaliex l-apparat jew waħda mis-sondi tiegħu ma jibqgħux jaħdmu skont l-aspettattivi. F'dak il-każ, it-tabib tieghek se jispjegalek ir-raġuni(jiet) u jiskeda kirurġija fejn issir is-sostituzzjoni.

Din il-proċedura ġeneralment hija aktar limitata fl-ambitu u għalhekk jaf ma tkunx meħtieġ toqgħod lej l-fl-isptar. B'mod ġenerali, il-kura ta' wara l-kirurġija assoċjata ma' kirurġija ta'

sostituzzjoni mhijiex differenti minn dak li esperjenzajt fil-kirurgija inizjali tiegħek.

9. MISTOQSIJET LI JSIRU SIKWIT

1. It-tabib tiegħi ghaliex rrakkomanda li jiġi impjantat l-OPTIMIZER Smart Pulse Generator?

It-tabib tiegħek iddijan jostika l-kundizzjoni tiegħek bħala forma ta' insuffiċjenza tal-qalb li tista' tiġi ttrattata b'OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator. Sal-lum, għadek ma ġejtx ittrattat b'suċċess bl-użu ta' trattamenti mediċi standard. Għalhekk, it-tabib tiegħek jemmen li inti kandidat ideali għall-impjantazzjoni tal-OPTIMIZER Smart IPG bħala mezz biex jittratta l-kundizzjoni tiegħek.

2. X'jagħmel l-OPTIMIZER Smart IPG?

L-OPTIMIZER Smart IPG jissorvelja r-ritmu tal-qalb tiegħek u jagħti sinjali ta' modulazzjoni tal-kontrazzjoni tal-qalb f'hin speċifiku ħafna meta l-qalb tippompja d-demm. Dawn is-sinjali huma maħsuba biex jgħinu d-demm jiġi ppumpjat aktar bis-saħħa mill-qalb kull darba, u b'hekk is-sintomi tal-insuffiċjenza tal-qalb jitjiebu. L-OPTIMIZER Smart IPG hu pprogrammat għar-reqwiziti speċifiċi tiegħek mit-tabib tiegħek billi juża programmer estern u wand imqiegħda fuq il-ġeneratur tal-impulsi tiegħek.

3. Se jkollu bżonn nitraqqad (anestesija ġenerali) waqt il-proċedura tal-impjant?

Il-proċedura ta' impjantazzjoni ssir taħt anestezija lokali b'sedazzjoni ħafifa. Int tkun imqajjem, iżda bi nghan, għal madwar dawk is-saġhtejn li normlment iddum il-proċedura.

4. X'inhuma r-riskji assoċjati ma' din it-tip ta' kirurgija?

Hemm riskju ta' infezzjoni, bħalma huwa l-każ fi kwalunkwe proċedura invażiva. Hemm riskju li l-muskolu tal-qalb jista' jittaqqab (issir toqba fil-ħajt tal-qalb) jew kumplikazzjonijiet oħra, li wħud minnhom jistgħu jeħtieġu kirurgija ta' segwitu. Lista aktar

dettaljata ta' Kumplikazzjonijiet Potenzjali tista' tinstab f'Taqsim 3.

5. Ghal kemm żmien se jkollu ninzamm l-isptar?

Tipikament, skont ir-rutina fl-isptar, tasal l-isptar ġurnata qabel il-proċedura, il-proċedura tiegħek issir l-għada, toroq il-lejl hemm, u mbagħad tmur id-dar l-għada.

6. Xorta nkun nista' nagħmel l-affarijiet li nagħmel issa?

Iva, sakemm ma tkunx involut f'attivitajiet sportivi ta' kuntatt jew attivitajiet oħra jew ikollok inċident li jista' jagħmel ħsara lis-sistema impjantata tiegħek jew jinterferixxi mat-tħaddim tagħha. It-tabib tiegħek se jiddiskuti dan kollu miegħek fid-dettall.

7. L-OPTIMIZER Smart IPG se jkollu jiġi ssostitwit f'xi punt?

L-OPTIMIZER Smart IPG tiegħek jaħdem permezz ta' batterija li tista' tiġi ċċarġjata. It-tabib tiegħek se jurik kif tiċċarġja l-apparat tiegħek u kemm-il darba trid tiċċarġjah. It-tabib tiegħek ikollu bżonn jevalwa l-kundizzjoni tal-batterija waqt iż-żjarat ta' eżaminazzjoni ta' rutina tiegħek. Sabiex tgħin f'din l-evalwazzjoni tal-batterija, jekk jogħġbok iċċarġja l-OPTIMIZER Smart IPG kompletament 7 ijiem qabel iż-żjara għand it-tabib tiegħek.

Barra minn hekk, hemm ir-riskju li tiżviluppa problema b'komponent jew sonda, u tkun meħtieġa sostituzzjoni jew operazzjoni mill-ġdid. Minħabba li l-OPTIMIZER Smart IPG mhuwiex apparat li jsostni l-ħajja, x'aktarx ma tkunx f'riskju jekk l-apparat tiegħek ma jaħdimx kif mistenni.

INFORMAZZJONI IMPORTANTI:

Elettrofizjologu:

Indirizz:

Belt:

Pajjiż:

Kodiċi Postali:

Nru tat-Telefon:

Kardjologu:

Indirizz:

Belt:

Pajjiż:

Kodiċi Postali:

Nru tat-Telefon:

Sptar:

Indirizz:

Belt:

Pajjiż:

Kodiċi Postali:

Nru tat-Telefon:

Mediċini:

OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator

Nru tal-Mudell:

Nru tas-Serje:

Nru tal-Mudell ta' Sonda 1: S/N

Nru tal-Mudell ta' Sonda 2: S/N

Nru tal-Mudell ta' Sonda 3: S/N
